


Микроскоп MD-500 «CALIPSO»

	Отдел продаж +38 (096) 886 0 886, +38 (073) 021 16 76 +38 (067) 355 32 79, +38 (067) 356 54 63 sale@scanner.ua www.scanner.ua		Просто	Стандарт	Superior
	Штативы				
Мобильная база пола 82 кг				✓	
Крепление на потолок (допустимая высота потолка до 3,7 м)					
Настенное крепление					
Наконечники бинокля					
Биноклярное сопло ±90° с механизмом осевого вращения		✓	✓		✓
Линзы					
Объектив f200, 250, 300, 350 или 400 мм (с точной фокусировкой)		✓			
Зум-объектив с защитным стеклом с рабочим расстоянием 200-400 мм			✓		✓
НОВИНКА! Сапфировое защитное стекло					
Оптические делители					
60° адаптер с оптическим делителем 20/80 на 1 канал		✓	✓		-
НОВИНКА! 90° адаптер с оптическим делителем 20/80 для 1 канала и функцией наклона оптической головки ±25° (MORA адаптер)					✓
Инновационные функции					
«Умный свет» — система автоматической регулировки освещения при изменении увеличения		✓	✓		✓
«Флуоресцентный свет» — включение ультрафиолетового освещения + введение специального фильтра для защиты глаз и улучшения качества люминесцентного изображения			✓		✓
Порты USB и Type-C расположены на оптическом кронштейне головки для быстрого питания и зарядки аксессуаров		✓	✓		✓
Фото- и видеоадаптеры					
Адаптер с камерой GoPro-12 и HDMI-медиа-модулем					
Адаптер камеры Sony™					
4D-адаптер для смартфона с мобильным приложением «SOVA»					
Опциональные аксессуары					
Система крепления для планшета или смартфона для GoPro Camera Assistant					
Штатив для крепления монитора (за подставкой для микроскопа)					
Набор силиконовых крышек				✓	
Рисование «Вышивки» или «калины» на блоке питания					
Логотип клиента на крышке осветителя					
<p>Характеристики и функции оптической головки</p> <ul style="list-style-type: none"> - Оптическое увеличение на рабочем расстоянии 200 мм — 4X, 6X, 9X, 15X, 24X - Оптический зум на рабочем расстоянии 400 мм - 2,5X, 3,7X, 5,6X, 9,4X, 15X - Светодиодный осветитель с пассивным охлаждением — 90 000 люкс, CRI=94%, R9=75% (при рабочем расстоянии 200 мм) - Ручная регулировка освещения и переключение в режим «Smart Light» - Ручка и фильтр режима «Флуоресцентный свет» для защиты глаз - Рычаг фильтра оранжево-синего света <p>Дополнительные функции</p> <ul style="list-style-type: none"> - Автоматический свет выключается при подъёме оптической головки в нерабочую зону - Отображение текущих увеличений, режимов «Умный свет», «Люминесцентный свет» и температуры светодиодов на мониторе - Система «парковки» для защиты от повреждений движущихся частей микроскопа при их сложении в нерабочее положение 					

Микроскоп MD-500 «CALIPSO» соответствует требованиям **Европейского регламента MDR (2017/745)**, а также **технические нормы по медицинскому оборудованию** на территории Украины

SCANNER сертифицирован в соответствии с **требованиями международного стандарта ISO13485:2016**

Гарантия бесплатного обслуживания микроскопа на территории Украины —

5 лет