


Мікроскоп МД-500 «CALIPSO»

	Відділ продажу		Simple	Standard	Superior
	+38 (096) 886 0 886, +38 (073) 021 16 76 +38 (067) 355 32 79, +38 (067) 356 54 63 sale@scanner.ua www.scanner.ua				
Штативи					
Основа мобільна підлогова 82 кг				✓	
Кріплення стельове (допустима висота стелі до 3,7 м)					
Кріплення настінне					
Бінокулярні насадки					
Насадка бінокулярна ±90° з механізмом осьового обертання			✓	✓	✓
Об'єктиви					
Об'єктив f 200, 250, 300, 350 або 400 мм (з тонким фокусом)			✓		
Варіооб'єктив з захисним склом із робочою дистанцією 200–400 мм				✓	✓
NEW! Захисне скло із сапфіру					
Поділювачі оптичні					
Адаптер 60° з поділювачем оптичним 20/80 на 1 канал			✓	✓	-
NEW! Адаптер 90° з поділювачем оптичним 20/80 на 1 канал та з функцією нахилу оптичної головки ±25° (адаптер MORA)					✓
Інноваційні функції					
«Smart Light» - система автоматичного регулювання освітлення при зміні збільшень			✓	✓	✓
«Fluorescent Light» - увімкнення ультрафіолетового освітлення + введення спеціального фільтра для захисту очей та для покращення якості флуоресцентного зображення				✓	✓
Порти USB та Type-C розташовані на кронштейні оптичної головки для швидкого живлення й заряджання аксесуарів			✓	✓	✓
Адаптери для фото та відео					
Адаптер разом з камерою GoPro-12 з медіамодулем HDMI					
Адаптер для фотоапаратів Sony™					
Адаптер 4D для смартфона з мобільним додатком «SOVA»					
Додаткові аксесуари					
Система кріплення планшета або смартфона для асистента з камерою GoPro					
Штатив для кріплення монітора (за стійку мікроскопа)					
Комплект силіконових ковпачків				✓	
Малюнок «Вишиванка» або «Калина» на блоці живлення					
Логотип замовника на кришці освітлювача					
<p><u>Характеристики та функції оптичної головки</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Оптичне збільшення при робочій відстані 200 мм - 4X, 6X, 9X, 15X, 24X - Оптичне збільшення при робочій відстані 400 мм - 2.5X, 3.7X, 5.6X, 9.4X, 15X - Світлодіодний освітлювач з пасивним охолодженням - 90 000 Лк, CRI=94%, R9=75% (при робочій відстані 200 мм) - Ручка ручного регулювання освітлення та перемикання в режим «Smart Light» - Ручка включення режиму «Fluorescent Light» та ручка фільтра для захисту очей - Важіль включення оранжевого та синього світлофільтрів <p><u>Додаткові функції</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Автоматичне виключення світла при підйомі оптичної головки вгору в неробочу зону - Індикація на моніторі поточних збільшень, режимів «Smart Light», «Fluorescent Light» і температури світлодіода - Система «Parking» для захисту від пошкоджень рухомих частин мікроскопа при їх складанні в не робоче положення 					

Мікроскоп МД-500 «CALIPSO» відповідає вимогам **Європейського Регламенту MDR (2017/745)**, а також **технічному регламенту на медичні вироби** на території України

Компанія «СКАНЕР» сертифікована згідно вимог **міжнародного стандарту ISO13485:2016**

Гарантія на безплатне заводське обслуговування мікроскопа на території України становить

5 років